

BasicMagMix

Agitador Magnético con Calefacción



Agitador Magnético con Calefacción, controlado por microprocesador.



- Apropriado para todo tipo de laboratorios, gracias a su robustez, así como a su diseño ergonómico y moderno.
- Velocidad y temperatura regulables, controlados por microprocesador.
- Selección entre 10 niveles diferentes tanto para velocidad como para temperatura.
- Display de LED's con indicación de los valores seleccionados.
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Plato extraíble para poder sustituirse en caso de deterioro. * Plato esmalte cerámico opcional.
- Embalaje: 36x26x18cm 500W

Cuadro de especificaciones técnicas:

Modelo	MBG05E	MBG15E
Referencia	10000-00090	10000-00091
Agitación Magnética		
Volumen Máximo (L)	5	15
Potencia (W)	5	12
Rango de Velocidad (rpm)	300-1500	
Resolución (rpm)	10 niveles: 300-450-600-750-900-1050-1200-1350-1500	
Calefacción		
Potencia calefacción (W)	500	
Rango de Temperatura (°C)	37-400	
Resolución (°C)	10 niveles: 37-50-75-100-150-200-250-300-max	
Máx. Viscosidad (cSt)	10	40
Conexión a sensor T ³ externo	Termómetro de Contacto o Termómetro Electrónico (bajo demanda para MBG05E)	
Datos Generales		
Material Plato	Aleación Aluminio	Acero Inox AISI 304
Diámetro Plato (mm)	154	
Dimensiones (mm)	210x260x130	
Peso	4	4,2
Protección IP	IP52	

Accesorios	Referencia
Termómetro de contacto 100°C 15cm vástago	20000-00185
Termómetro de contacto de 200°C 15cm vástago	20000-00186
Termómetro de contacto de 300°C 15cm vástago	20000-00187
Cable para termómetro conexión DIN	20000-00088
Barra soporte Incluye 2 palomillas de sujeción para fijarla al equipo. 450mm	20000-00036
Pinza sujeción Pt100	20000-00073
Caja surtida 18 imanes	20000-00026
Imán agitación 8x30mm* (pack 5) *para otras medidas, consultar	20000-00008
Adaptador Kjeldhal 250cc Recomendado sólo para MBG15E	20000-00032
Adaptador Kjeldhal 500cc Recomendado sólo para MBG15E	20000-00033
Aro Inox de protección para recipientes	20000-00028

