

# Bath Oil Taste

Baño Termostatzado Digital para Cata de Aceite



**Baño termostatzado digital para cata de aceite**, controlado por microprocesador.

- Baños de regulación electrónica digital controlados por microprocesador.
- Bloque de aluminio con 6 ó 9 cavidades diseñados especialmente para la cata de aceites comestibles según la norma N° L.248/67.
- Fabricado con cubeta interior estampada en acero inox AISI 304, chasis metálico AISI 304 protegido con pintura Epoxi de gran resistencia a entornos agresivos.
- Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del valor seleccionado y real de temperatura, y temporizador.
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Calefactor de aleación especial en acero inoxidable anticorrosión y resistentes a la alta temperatura.
- Protección por sobre temperatura o falta de líquido por termostato de seguridad, según DIN 12877 clase 2.
- Indicador intermitente en pantalla de advertencia de alta temperatura, antiquemaduras.
- Rearmable: tras un corte de corriente, el equipo reanuda su funcionamiento con los mismos parámetros que tenía anteriormente. Un indicador de la incidencia aparece en la pantalla.
- Guarda en memoria los últimos datos usados.

Cuadro de especificaciones técnicas:

Modelo	BCA6E	BCA9E
Referencia	10000-01133	10000-01135
<b>Termostatación</b>		
Nº de cavidades	6	9
Rango de Tª (°C)	Tªamb+5 – 110	
Resolución (°C)	0,1	
Temporizador (min)	0-120	
Potencia (W)	600	
<b>Datos Generales</b>		
Dimensiones (mm)	270x380x160	
Peso (kg)	6,2	10,0
Protección IP	IP52	
Embalaje cm	47x37x32	