

Ultrasonic Bath

Baño de Ultrasonidos



Baño Termostatzado Ultrasonico

- Baños termostatzados de ultrasonidos.
- Cubeta interior en acero inox
- Frontal antiderrame
- Temperatura controlada por microprocesador.
- Display de control integrado
- Espita de desagüe (no en la de 0,7l) y asas para un cómodo transporte.

Cuadro de especificaciones técnicas:

Referencia	40000-00300	40000-00026	40000-00301	40000-00302	40000-00303
Termostatización					
Vol. Máx. (L)**	1,5	2,5	3	6	10
Rango de Tª (°C)	Tªamb -80	Tamb -65°C		Tªamb - 80	
Frecuencia kHz	40	42		40	
Precisión (°C)	0,1	0,1		0,1	
Potencia Ultrasonidos(W)	50	170	100	200	300
Potencia calefacción (W)	100	100	100	150	200
Datos Generales					
Material cubeta	Acero Inoxidable AISI 304	Acero Inoxidable AISI 304		Acero Inoxidable AISI 304	
Dim. Útil (mm)	140 x 130 x 100	264x164x80	230 x 130 x 100	300 x 150 x 150	295 x 235 x 150
Peso (kg)	2,3	2,5	3,7	5,7	9

Referencia	40000-00304	40000-00305	40000-00306	40000-00307
Termostatización				
Vol. Máx. (L)**	14	28	35	50
Rango de Tª (°C)			Tªamb -80	
Frecuencia kHz			40	
Precisión (°C)			0,1	
Potencia Ultrasonidos(W)	500	600	700	800
Potencia calefacción (W)	300	750	1000	1000
Datos Generales				
Material cubeta		Acero Inoxidable AISI 304		
Dim. Útil (mm)	325 x 295 x 150	495 x 295 x 200	395 x 295 x 300	600 x 300 x 300
Peso (kg)	14	18	25	40

** Medidas diferentes posibles bajo petición