

# Orbital Midi

## Agitador Orbital Digital



Agitador orbital digital, controlado por microprocesador.

- Agitador orbital adecuado para recipientes de tamaño medio, vasos, erlenmeyers, placas Petri, etc.
  - Velocidad de agitación regulable, controlada por microprocesador.
  - Mantiene constante la velocidad seleccionada, independientemente de la carga.
  - Inicio y paro suave y progresivo,
- independientemente de la velocidad seleccionada.
- Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del valor seleccionado y real de velocidad, y temporizador (con avisador acústico).
  - Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
  - Rearmable: tras un corte de corriente, el equipo reanuda su funcionamiento con los
- mismos parámetros que tenía anteriormente. Un indicador de la incidencia aparece en la pantalla.
- Superficie antideslizante, opcional.
  - Muy silencioso para funcionamiento continuo.
  - Embalaje: 69x53x29cm

Cuadro de especificaciones técnicas:

Modelo	OM10E
Referencia	10000-01024
<b>Agitación</b>	
Carga Máxima (Kg)	10
Potencia (W)	50
Tipo de Movimiento	Orbital
Amplitud (mm)	10
Rango de velocidad (rpm)	50-400
Resolución (rpm)	5
Temporizador (min)	0-120
<b>Datos Generales</b>	
Material Plato	Superficie antideslizante, opcional
Superficie útil (mm)	350x400
Dimensiones (mm)	410x570x130
Peso	12,0
Protección IP	IP54

Accesorios	Referencia
<p><b>Plataforma universal de 350 x 400 mm</b></p> <p>Para fijar matraces, vasos de precipitado, botellas, gradillas con tubos de ensayo, etc.</p>	20000-00041
<p><b>Doble Plataforma universal de 350 x 400 mm</b></p> <p>Idéntico al anterior pero con 2 pisos y 10 rodillos</p>	20000-00131
<p><b>Plataforma antideslizante de 350 x 400 mm</b></p> <p>Ideal para placas de Petri, recipientes pequeños, etc.</p>	20000-00084
<p><b>Doble Plataforma antideslizante 350x400 mm</b></p> <p>Idéntico al anterior pero con 2 pisos</p>	20000-00157
<p><b>Plataforma de sujeción para clips erlenmeyers</b></p>	20000-00040
<p><i>Clip sujeción erlenmeyers 50 ml. (Cabén 30ud.)</i></p>	20000-00246
<p><i>Clip sujeción erlenmeyers 100 ml. (Cabén 20ud.)</i></p>	20000-00247
<p><i>Clip sujeción erlenmeyers 250 ml. (Cabén 10ud.)</i></p>	20000-00248
<p><i>Clip sujeción erlenmeyers 500 ml. (Cabén 8ud.)</i></p>	20000-00249
<p><i>Clip sujeción erlenmeyers 1000 ml. (Cabén 5u)</i></p>	20000-00299
<p><i>Clip sujeción erlenmeyers 2000ml. (Cabén 4u)</i></p>	20000-00209
<p><b>Plataforma para embudos de decantación</b></p> <p>Capacidad para 5 embudos de 250 cc, 5 embudos de 500 cc. ó 3 embudos de 1.000 cc</p>	20000-00044

