


RollerMix D

Agitador Rotatorio de Rodillos Digital



Agitador rotatorio de rodillos digital, controlado por microprocesador

- Agitador de movimiento rotativo.
- Para tubos, botellas y recipientes cerrados, de gran diámetro.
- Velocidad de agitación regulable, controlada por microprocesador.
- Cuatro rodillos forman 2 carriles disponibles.
- Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del valor seleccionado y real de velocidad, y temporizador (con avisador acústico).
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Sincronización por piñones sin desgaste.
- Motor sin escobillas con sistema desbloqueo por embrague.
- Rearmable: tras un corte de corriente, el equipo reanuda su funcionamiento con los mismos parámetros que tenía anteriormente. Un indicador de la incidencia aparece en la pantalla.
- Silencioso, para funcionamiento continuo.

Cuadro de especificaciones técnicas:

Referencia	30000-00082
Agitación	
Potencia (W)	4
Tipo de Movimiento	Rotación
Nº rodillos	4 (2 carriles)
Rango de velocidad (rpm)	5-40
Resolución (rpm)	1
Temporizador (min)	0-120
Datos Generales	
Longitud útil (mm)	400
Dimensiones (mm)	800x400x100
Peso	8
Protección IP	IP54