

Agitador Horizontal Bolsas Plasma

Agitador Horizontal Digital



Agitador orbital digital, controlado por microprocesador.

- Agitador horizontal
- Velocidad de agitación fija, controlada por microprocesador.
- Mantiene constante la velocidad seleccionada, independientemente de la carga.
- Inicio y paro suave y progresivo, independientemente de la velocidad seleccionada.
- Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del valor seleccionado y real de velocidad, y temporizador (con avisador acústico).
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Rearmable: tras un corte de corriente, el equipo reanuda su funcionamiento con los mismos parámetros que tenía anteriormente. Un indicador de la incidencia aparece en la pantalla.
- Con una plataforma de 9 bandejas (560 x 400mm)

Cuadro de especificaciones técnicas:

	Horizontal HBS
Modelo	HBS36F
Referencia	10000-01059

SHAKING	
movement	HORIZONTAL
Amplitude (mm)	36
Max load (kg)	25
Consumo máximo / Output (W/N·m)	50/1
Rango velocidad (rpm)	75
Resolución (rpm)	5
Temporizador (min)	0-120*

General Data	
Volt. (VAC)	230 +/-10% (115 +/-10% under request)
Frecuencia (Hz)	50/60
Regulation	Microprocessor
Screen	Digital, LCD
Buttons	Membrane push buttons
Useful dimensions (mm)	365x340
Total Dimensions (mm)	455 x 410 x 445
Weight (kg)	14,7
IP	IP54

Ratings	
Max. Rel. humidity.	80%
Perm. Amb. T°	5° a 50°C
Duration of operation	100%
Fuse	1AF/250V
Protection Class	1 (protective earth)

Accesorios	Referencia
<i>Plataforma Bolsas 9 niveles - 560 x 400 mm -</i>	Bajo pedido