

# Ultrasonic Bath

## Baño de Ultrasonidos



Baño Termostatzado Ultrasonico

- Baños termostatzados de ultrasonidos.
- Cubeta interior en acero inox
- Frontal antiderrame
- Temperatura controlada por microprocesador.
- Display de control integrado
- Espita de desagüe y asas para un cómodo transporte.

**Cuadro de especificaciones técnicas:**

Referencia	40000-00300	40000-00301	40000-00302	40000-00303	40000-00304	40000-00305	40000-00306	40000-00307
Termostatación								
Max. Volum (L)**	2	3	6	10	20	30	40	50
Rango Temp (°C)	T ambiente - 80							
Frecuencia kHz	40							
Precisión (°C)	0,1							
Potencia Ultras.(W)	50	100	200	300	500	600	600	800
Potencia Calefacc. (W)	100	100	150	200	300	750	750	1000
Datos Generales								
Material de la cubeta interna	Acero Inox. AISI 304							
Dimensiones útiles(mm)	150 x 135 x 100	240 x 130 x 100	300 x 150 x 150	300 x 240 x 150	495 x 295 x 150	495 x 295 x 200	500 x 350 x 250	600 x 300 x 300
Peso(kg)	2,3	3,7	5,7	9	14	16	40	43

\*\* Medidas diferentes posibles bajo petición