

Horizontal Maxi

Agitador Horizontal Digital



Agitador horizontal digital, controlado por microprocesador.

- Agitador de movimiento horizontal (lineal de vaivén), adecuado para recipientes de gran volumen.
- Velocidad de agitación regulable, controlada por microprocesador.
- Mantiene constante la velocidad seleccionada, independientemente de la carga.
- Inicio y paro suave y progresivo, independientemente de la velocidad seleccionada.
- Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del valor seleccionado y real de velocidad, y temporizador (con avisador acústico).
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Rearmable: tras un corte de corriente, el equipo reanuda su funcionamiento con los mismos parámetros que tenía anteriormente. Un indicador de la incidencia aparece en la pantalla.
- Superficie antideslizante, opcional.
- Muy silencioso para funcionamiento continuo.
- Embalaje: 69x53x29cm

Cuadro de especificaciones técnicas:

Modelo	HL30E
Referencia	10000-01012
Agitación	
Carga Máxima (Kg)	10
Potencia (W)	50
Tipo de Movimiento	Horizontal
Amplitud (mm)	30
Rango de velocidad (rpm)	30-220
Resolución (rpm)	5
Temporizador (min)	0-120
Datos Generales	
Material Plato	Superficie antideslizante, opcional
Superficie útil (mm)	350x400
Dimensiones (mm)	410x570x140
Peso	12,0
Protección IP	IP54

Accesorios	Referencia
Plataforma universal de 350 x 400 mm Para fijar matraces, vasos de precipitado, botellas, gradillas con tubos de ensayo, etc.	20000-00041
Doble Plataforma universal de 350 x 400 mm Idéntico al anterior pero con 2 pisos y 10 rodillos	20000-00131
Plataforma antideslizante de 350 x 400 mm Ideal para placas de Petri, recipientes pequeños, etc.	20000-00084
Doble Plataforma antideslizante 350x400 mm Idéntico al anterior pero con 2 pisos	20000-00157
Plataforma de sujeción para clips erlenmeyers	20000-00040
Clip sujeción erlenmeyers 50 ml. (Cabén 30ud.)	20000-00046
Clip sujeción erlenmeyers 100 ml. (Cabén 20ud.)	20000-00047
Clip sujeción erlenmeyers 250 ml. (Cabén 10ud.)	20000-00048
Clip sujeción erlenmeyers 500 ml. (Cabén 8ud.)	20000-00049
Clip sujeción erlenmeyers 1000 ml. (Cabén 5u/)	20000-00099
Clip sujeción erlenmeyers 2000ml (Cabén 4u)	20000-00209
Plataforma de sujeción para clips erlenmeyers magnéticos	20000-00191
Clip sujeción erlenmeyers magnético 50 ml. (Cabén 30ud.)	20000-00192
Clip sujeción erlenmeyers magnético 100 ml. (Cabén 20ud.)	20000-00193
Clip sujeción erlenmeyers magnético 250 ml. (Cabén 12ud.)	20000-00194
Clip sujeción erlenmeyers magnético 500 ml. (Cabén 9ud.)	20000-00195
Clip sujeción erlenmeyers magnético 1000 ml. (Cabén 6u/)	20000-00196
Plataforma para embudos de decantación Capacidad para 5 embudos de 250 cc, 5 embudos de 500 cc. ó 3 embudos de 1.000 cc	20000-00044

