

MiniMix

Agitador Magnético sin Calefacción



Agitador magnético sin Calefacción,
 controlado por microprocesador.

- Agitador de reducidas dimensiones.
- Apropiado para todo tipo de laboratorios, tanto laboratorios de investigación, industriales, biotecnológicos, etc.
- Velocidad de agitación regulable, controlada por microprocesador
- Display de LED's, con indicación del ajuste de velocidad en 4 niveles
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Superficie de agitación protegida anti-ralladuras
- Embalaje: 36x26x18

Cuadro de especificaciones técnicas:

Modelo	MN02E
Referencia	10000-01036
Agitación Magnética	
Volumen Máximo (L)	2
Potencia (W)	2,8
Rango de Velocidad (rpm)	300-1250
Resolución (rpm)	4 niveles: 300-600-900-1250
Datos Generales	
Material Plato	Aleación Aluminio
Diámetro Plato (mm)	110
Dimensiones (mm)	115x200x50
Peso	0,6
Protección IP	IP43

Accesorios	Referencia
Caja surtida 18 imanes	20000-00026
Imán agitación 8x30mm* (pack 5) *para otras medidas, consultar	20000-00008

