

# MultiHeat D

## Placa Calefactora Digital Multiplaza



Placa Calefactora digital multiplaza, controlada por microprocesador.



- Multicalefactor en una sola plataforma con 5 ó 9 posiciones, con única conexión eléctrica y funcionamiento independiente de cada plaza.
- Temperatura regulable, controlada por microprocesador.
- Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del valor seleccionado de temperatura para cada plaza individual.
- Teclado con pulsadores de membrana, sensibles al tacto.
- Los parámetros seleccionados se mantienen en la memoria del equipo incluso cuando se apaga.
- Platos de calefacción de aluminio pulido.
- Embalaje: 56x48x21cm

Cuadro de especificaciones técnicas:

Modelo	MH50E	MH90E
Referencia	10000-01043	10000-01044
Nº plazas	5	9
<b>Calefacción</b>		
Potencia calefactora (W) (x plaza)	250	
Rango de Temperatura (°C)	30-400	
Resolución (°C)	10	
<b>Datos Generales</b>		
Material Plato	Aluminio Pulido	
Tamaño Plato (mm) (x plaza)	100x100	
Dimensiones (mm)	360x445x90	
Peso	4,4	5,8
Protección IP	IP53	