

Noria

Agitador de Noria



Agitador de noria

- Para la agitación por rotación de diferentes tipos de tubos, de diámetro desde 6mm hasta 35mm.
- Adaptable a todas las medidas de tubos según las necesidades.
- Velocidad de rotación fija.
- Colocación y extracción de los tubos sin necesidad de pararlo.
- Totalmente orientable, entre 0° y 90° de inclinación.
- Embrague de seguridad que permite parar la rotación con la mano sin problemas.
- Superficie antirayaduras con recubrimiento resistente a productos químicos.
- Para funcionamiento continuo.
- Embalaje: 47x37x32cm

Cuadro de especificaciones técnicas:

Modelo	N12E
Referencia	10000-01013
Agitación	
Tipo de Movimiento	Rotación
Angulo inclinación	0°-90°
Rango de velocidad (rpm)	12 (fijas)
Datos Generales	
Dimensiones (mm)	320x260x200
Peso	4,7
Protección IP	IP54

Accesorios	Referencia
Disco clips fijos para:	
25 tubos Ø 6-7 mm	20000-00093
25 tubos Ø 8-9 mm	20000-00094
25 tubos Ø 10-11 mm Eppendorf	20000-00095
20 tubos Ø 12-13 mm	20000-00133
20 tubos Ø 14-15 mm	20000-00134
20 tubos Ø 16-17 mm	20000-00135
19 tubos Ø 18-19 mm	20000-00136
16 tubos Ø 20-21 mm	20000-00137
14 tubos Ø 22-23 mm	20000-00138
14 tubos Ø 24-25 mm	20000-00139
14 tubos Ø 27-30 mm	20000-00140
10 tubos Ø 32-35 mm	20000-00141
Disco bombo carrusel para:	
60 tubos cultivo Ø 12-13,5 mm	20000-00051
36 tubos centrífuga 15ml Ø 16-17,5mm	20000-00052
20 tubos centrífuga 50ml Ø 29-31mm	20000-00053
60 tubos Eppendorf de 0.5 a 2 ml	20000-00096

