

Plasma Bath

Baño Digital para Plasma



Baño digital Refrigerado controlado por microprocesador.



Baño digital controlado por microprocesador.

- Baño refrigerado
- Temperatura controlada por microprocesador, con sonda Pt100 interna,
- Cubeta interior en acero inox AISI 304, y chasis exterior metálico protegido con pintura Epoxi de gran resistencia a entornos agresivos.
- Circulación activa del líquido de la cubeta
- Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del valor seleccionado y real de temperatura y velocidad.
- Control de mandos por pulsadores de membrana.
- Grupo compresor sin CFC, silencioso y sin vibración, en el refrigerado
- Termostato de seguridad con rearme para nivel de líquido, por sobre temperatura o por falta de agua del elemento calefactor.
- Indicador intermitente en pantalla de advertencia de alta temperatura,
- Memoriza los últimos datos usados.
- Rearmable: tras un corte de corriente, el equipo reanuda su funcionamiento con los mismos parámetros que tenía anteriormente. Un indicador de la incidencia aparece en la pantalla.
- Espita de desagüe y asas para un cómodo transporte.
- Interruptor general protegido contra salpicaduras.

Cuadro de especificaciones técnicas:

| Modelo | PB120E | PBC127E |
|----------------------------|----------------------|----------------------|
| Referencia | 10000-01157 | 10000-01158 |
| Termostatación | | |
| Vol. Máx. (L) | 20 | 27 |
| Potencia Calefactora (W) | 1600 | 1600 |
| Potencia Refrigeradora (W) | - | 300 |
| Rango de Tª (°C) | Amb+5 -100 | 0- 100 |
| Resolución (°C) | 0,1 | 0,1 |
| Datos Generales | | |
| Material cubeta | Acero Inox. AISI 304 | Acero Inox. AISI 304 |
| Dim. Útil (cm) | 50x30x13 | 50x30x17 |
| Dim. Ext. (cm) | 53x33x30 | 85x40x40 |
| Peso (kg) | 15 | 30 |
| Protección IP | IP52 | IP52 |

| Accesorios | Referencia |
|--|-------------|
| Tapa tejadillo inox Para baño de 27L | 20000-00110 |
| Soporte bolsas | 20000-00275 |
| Muelles (2) sujeción para vasos, frascos, etc | 20000-00043 |
| Gradillas para tubos* | |
| 36 tubos Ø13mm | 20000-00164 |
| 24 tubos Ø 16mm | 20000-00165 |
| 24 tubos Ø 20mm | 20000-00166 |

