

# VibraMix

## Agitador Vortex



Agitador Vortex de gran robustez.

- Agitador universal orbital, efecto vibración gracias a la pequeña órbita.
- Para tubos de ensayo, vasos, etc.
- Velocidad de agitación regulable mediante potenciómetro externo, controlada por microprocesador.
- Mantiene la velocidad constante independientemente de la carga.
- Doble sistema de funcionamiento:
  - en continuo
  - puesta en marcha por presión sobre el cabezal.
- Amplio cabezal que permite agitar tubos desde 6mm hasta 30mm de diámetro.
- Diversidad de accesorios para diferentes aplicaciones.
- Rearmable: tras un corte de corriente, el equipo reanuda su funcionamiento con los mismos parámetros anteriores.
- Embalaje: 20x26x18cm

Cuadro de especificaciones técnicas:

Modelo	VM3E
Referencia	10000-01006
<b>Agitación</b>	
Potencia (W)	12
Tipo de Movimiento	Orbital
Amplitud (mm)	3
Rango de velocidad (rpm)	0-2600
<b>Datos Generales</b>	
Dimensiones (mm)	125x170x110
Peso	4
Protección IP	IP54

Accesorios	Referencia
<b>Plataforma Ø 90 mm</b> Para agitar vasos o varios tubos a la vez	20000-00042
<b>Cabezal Ø 60 mm</b> para 10 tubos Eppendorf Ø 10 x 50 mm Para 7 tubos de Ø 18 mm	20000-00083 20000-00083b
<b>Soporte barra manos libres para tubos*</b> largo 60 mm	20000-00086
<b>Barra Soporte*</b> Incluye 2 palomillas de sujeción para fijarla al aparato. 450 mm de longitud.	20000-00036



\* Junto

con las dos referencias anteriores permite realizar montajes para funcionamiento en continuo.