

IV OVANGEL

VERTICAL LAMINAR FLOW CABINET



Ovangel es una cabina de flujo laminar que provee área de trabajo limpia Clase ISO 5 (ISO 14644).El aire es succionado a través de un prefiltro G-4 y enviado al filtro Hepa H-14 f

- Cabina de flujo laminar: ISO 5
- Filtro Hepa con sellado de Gel
- Bajo ruido gracias a motor tipo DC
- Concepto modular
- Control Digital CPT

Especificaciones técnicas:

Modelo	IV Ovangel 9	IV Ovangel 12
Referencia	50000-00121	50000-00122
Dimensiones totales(mm)	930 x 1190 x 610	1230 x 1190 x 610
Dimensiones útiles(mm)	900 x 660 x 590	1190 x 660 x 590
Peso(Kg)	90	100
Potencia Nominal (W)	300	300
Conexión eléctrica(V – Hz)	230 -115 V-50/60Hz, una fase	
Equipamiento de serie		
Prefiltro	W Type	
Filtro	Minipleat: 99,995% MPPS – EN- 1822 μ	
Luz	Fluorescente: 400 – 600 lux.	
Ventilador/turbina	ECM	

Options	Reference
<i>Epoxi painted base for IV OvanGel</i>	50000-01118
<i>Other options available .- under request</i>	