

OPTIOVANGEL

Cabina de Flujo Laminar HORIZONTAL



Optiovangel provee un área de trabajo con aire limpio de Clase ISO 5 (ISO 14644). El aire está constantemente dirigido, de forma horizontal, a través de un filtro absoluto HEPA al área de trabajo , protegiendo el producto dentro de la cabina de las posibles partículas en el aire, previendo así una potencial contaminación cruzada.

- Cabina de flujo laminar Horizontal: ISO 5
- Filtro Hepa H-14
- Bajo ruido gracias a motor tipo DC
- CPT control digital

Especificaciones técnicas:

Modelo	OptioOvangel 12	OptioOvangel 18
Referencia	50000-00125	50000-00126
Dimensiones totales(mm)	1243 x 800 x 850	1875 x 800 x 850
Dimensiones útiles(mm)	1212 x 620 x540	1815 x 620 x540
Peso(Kg)	100	150
Potencia Nominal (W)	150	150
Conexión eléctrica(V – Hz)	220V-50Hz, una fase	
Serial Equipment		
Prefiltro	2 prefiltros W Tipo G-3	
Filtro	Minipleat HEPA H-14	
Luz	Fluorescente: 400 – 600 lux.	
Ventilador/turbina	ECM	

Options	Reference
<i>Base pintada Epoxi para OptiOvanGel</i>	50000-01110
<i>Otras opciones bajo petición</i>	