

## AL02-04-100: Autoclave vertical semi automático

Ideal para la esterilización de:

- Líquidos, como medios de cultivo y soluciones tampón
- Instrumental, como pipetas, tubos y filtros
- Artículos de vidrio y plástico
- Esterilización de residuos



### Características:

- **Tapa en plástico resistente al calor:** Previene el contacto con partes calientes protegiendo de posibles quemaduras
- **Cierre de puerta dependiente de la Presión:** previene apertura de puerta cuando el equipo está presurizado
- **Interruptor de seguridad de bloqueo de puerta :** Previene el inicio accidental del programa si la puerta no se ha cerrado correctamente
- **Dispositivo de seguridad de sobretemperatura :** apaga los elementos calefactores si se alcanza una temperatura demasiado alta
- **Válvula de sobrepresión** Deja ir presión en el caso de riesgo de sobrepresión.

### Especificaciones Técnicas:

Volumen de la cámara (l):	23
Medidas de la cámara (∅ x Profundidad en mm):	250 x 400
Voltaje(nominal +/-10%) 50/60Hz (V):	220 - 240
Capacidad calorífica (Kw):	2.2
Temperatura Ambiente (°C):	5 a 40° C
Control:	Semi Automático
Dimensiones* Ancho x Alto x Fondo (mm):	500 x 665 x 335
Peso (envíos) :	57 Kg.

\*Dimensiones incluye los pies. Datos técnicos sujetos a cambios sin previo aviso.

### Capacidad de carga:

Erlenmeyer	Nº. botellas	Schott-Duran	Nº. botellas
250 mL	2 x 5	250 mL	2 x 8
500 mL	2 x 4	500 mL	2 x 5
1000 mL	1	1000 mL	4
2000 mL	1	2000 mL	1
3000 mL	1	5000 mL	1
5000 mL	1	10000 mL	-