

VERTIOVAN MV 9

Cabina de flujo laminar VERTICAL



El aire fluye desde la parte superior a través de un prefiltro plegado G4. Luego es succionado por una turbina silenciosa y enviada, a través, del filtro absoluto Hepa al área de trabajo

- Area de trabajo con vidrio de seguridad
- Ventana batiente en Plexi glass
- Clase 100
- Concepto "Blue Gel "
- Control Analógico

Especificaciones Técnicas:

Modelo	Vertiovan MV 9
Referencia	50000-00120
Dimensiones totales(mm)	925 x 1030 x 600
Dimensiones útiles (mm)	905 x 700 x 592
Peso(Kg)	30
Conexión eléctrica(V – Hz)	220V-50Hz, una fase
Equipamiento de serie	
Prefiltro	W Type
Filtro	Minipleat: 99,999% 0,3 μ
Luz	Fluorescente: 400 – 600 lux.
Ventilador/turbina	Velocidad variable

Opciones	Reference
Lámpara UV .- Vertiovan MV 9	50000-01108
Area de trabajo:superior en resina y base en acero	50000-01109
Otras opciones bajo petición	