


Baño con movimiento Orbital

Baño digital termostatzado con movimiento orbital



- Baño con movimiento orbital.
- Velocidad ajustable y controlada por microprocesador.
- Velocidad constante independiente de la carga.
- Inicio y parada suave y progresiva.
- Cubeta móvil interna de acero inoxidable AISI 304 , chasis metálico con pintura epoxi.
- Doble termostato de seguridad.
- Display Digital LCD con retroiluminación indicando velocidad y temperatura actual y seleccionada así como timer (con alarma audible)
- Control por botones de membrana de alta sensibilidad.
- Inicio automático con los parámetros previamente dispuestos en caso de un fallo eléctrico. Señalización de este incidente en display con signo de incidencia.
- Operación silenciosa apta para modo continuo.

Especificaciones Técnicas:

Modelo	OBS10-27P
Referencia	30000-00161
Tech.Data	
Carga Máxima (Kg)*	10
Potencia Total Power (W)	1650
Movimiento	Orbital
Amplitud (mm)	10
Velocidad (rpm)	50-150*
Resolución (rpm)	5
Volumen Max.	27l
Rango de T° (°C)	Tamb ^a +5 – 100*
Resolución en Display (°C)	0,1
Timer (min)	0-120
Datos Generales	
Material de la cubeta:	Acero Inox AISI 304
Dimensiones internas (cm)	35x26x17
Protección IP	IP54

Accesorios	Referencia
Tapa tejadillo inox	
Para baño de 27L	20000-00110**
Sujeción Universal con 5 rodillos	20000-00142
*solicitar junto con equipo, instalación en fábrica	
Plataforma matraces erlenmeyer*	
Para baño de 27L	20000-00132
Clip sujeción erlenmeyers 50 ml.	20000-00046
Clip sujeción erlenmeyers 100 ml.	20000-00047
Clip sujeción erlenmeyers 250 ml.	20000-00048
Clip sujeción erlenmeyers 500 ml.	20000-00049
Clip sujeción erlenmeyers 1000 ml.	20000-00099
Muelles (2) sujeción para vasos, frascos, etc	20000-00043

