

Platelet Incubadora Refrigerada



- Incubadora de cuerpo metálico con ventana frontal de metacrilato.
- Control de temperature y agitación por microprocesador
- Velocidad ajustable y constante independiente de la carga.
- Puesta en marcha y paro suave independientemente de la velocidad seleccionada.
- Pantalla LCD con indicación de valor seleccionado y real.
- Con circulación de aire forzada.
- Puesta en marcha automática después de un corte de suministro eléctrico o, dando señal de aviso en el display.
- Parada automática de la agitación al abrir la puerta.
- Alarma suena y se muestra en el display si la puerta no se cierra después de un tiempo de estar abierta

Especificaciones Técnicas:

| | |
|--------------|---------------|
| Model | PCS-36 |
| Referencia | 10000-01066 |

Termostatación

| | |
|---------------------------|--------|
| Potencia Calefactora (W) | 500 |
| Potencia refrigeradora(W) | 365 |
| Rango de Temp (°C) | 10-60 |
| Resolución (°C) | 0,1 |
| Homogeneidad | +/- 2% |

Agitación

| | |
|--------------------------|--------|
| Max. Carga(Kg) | 25 |
| Potencia (W) | 50 |
| Movimiento | Lineal |
| Trayectoria(mm) | 36 |
| Rango de Velocidad (rpm) | 50-100 |
| Resolución (rpm) | 5 |

General Data

| | |
|-------------------------|-------------|
| Dimen. Interior (mm)* | 500x500x500 |
| Dimen. exterior (mm)* | 805x740x102 |
| Peso (Kg) | 130 |
| Max. Humedad relativa. | 80% |
| Temp ambiente permitida | 5° a 50°C |
| Fusible | 3,15AF/250V |
| Clase de protección | 1 (tierra) |
| Protección IP | IP54 |
| Capacidad | 125 Litros |

(mm)*= wide x depth x height

| | |
|-----------------------------------|-----|
| Niveles de carga (bandejas) | 8-9 |
| Número máx. de bolsas de plasma | 48 |
| Número máx. de bolsas de aféresis | 96 |