

Bath Shaker C

Baño Refrigerado Digital con Agitación Horizontal



Baño refrigerado digital con agitación horizontal, controlado por microprocesador.

- Baño refrigerado con agitación horizontal (de vaivén).
- Temperatura controlada por microprocesador, con sonda Pt100 interna, mediante sistema algoritmo "ARA V2" de regulación de temperatura con tecnología "fuzzy logic".
- Cubeta interior móvil en acero inox AISI 304, y chasis exterior metálico protegido con pintura Epoxi de gran resistencia a entornos agresivos.
- Pantalla digital LCD retroiluminada con indicación del valor seleccionado y real de temperatura y velocidad.
- Control de mandos por pulsadores de membrana.
- Grupo compresor de 1/ 5 CV sin CFC, silencioso y sin vibración.
- Termostato de seguridad con rearme para nivel de líquido, por sobre temperatura o por falta de agua del elemento calefactor.
- Indicador intermitente en pantalla de advertencia de alta temperatura, antiquemaduras, a partir de 45°C.
- Memoriza los últimos datos usados.
- Rearmable: tras un corte de corriente, el equipo reanuda su funcionamiento con los mismos parámetros que tenía anteriormente. Un indicador de la incidencia aparece en la pantalla.
- Espita de desagüe y asas para un cómodo transporte.
- Interruptor general protegido contra salpicaduras.

Cuadro de especificaciones técnicas:

Modelo	BSC127E
Referencia	10000-01136
Termostatación	
Vol. Máx. (L)	27
Potencia Calefactora (W)	1600
Potencia Refrigeradora (W)	300
Rango de T ^a (°C)	10 - 100
Resolución (°C)	0,1
Agitación	
Potencia (W)	50
Tipo de movimiento	horizontal
Amplitud (mm)	40
Rango Vel. (rpm)	0-100
Resolución (rpm)	5
Datos Generales	
Material cubeta	Acero Inox. AISI 304
Dim. Útil (cm)	35x26x17
Dim. Ext. (cm)	85x40x40
Peso (kg)	30,0
Protección IP	IP52
Embalaje cm	Tribox 97x45x56

Accesorios	Referencia
Tapa tejadillo inox	
Para baño de 27L	20000-00110
Sujeción Universal con 5 rodillos	
*solicitar junto con equipo, instalación en fábrica	
Para baño de 27L	20000-00142
Plataforma matraces erlenmeyer*	
Para baño de 27L	20000-00132
Clip sujeción erlenmeyers 50 ml. (Cabén 30ud.)	20000-00246
Clip sujeción erlenmeyers 100 ml. (Cabén 20ud.)	20000-00247
Clip sujeción erlenmeyers 250 ml. (Cabén 12ud.)	20000-00248
Clip sujeción erlenmeyers 500 ml. (Cabén 9ud.)	20000-00249
Clip sujeción erlenmeyers 1000 ml. (Cabén 6u/)	20000-00299
Muelles (2) sujeción para vasos, frascos, etc	20000-00043

