

Secador Portaobjetos/Laminillas

Digital



SD se utiliza para preparar los portaobjetos / laminillas de microscopía en la fase previa .
 Puede contener hasta un máximo de 52 portas / Laminillas y pueden ser dispuestas en diferentes orientaciones

Modelo	SD52-D
Reference	30000-00260
Calefacción	
Display	Digital
Control	Microprocesador
Nº Portas /Lam. (sobre / incl)	24/52
Potencia (W)	150
Rango de Tª (°C)	AmbTª+5 - 90
Resolución (°C)	0,5°C
Datos Generales	
Superficie plana útil (cm)	38 x 18
Power Supply	230V 50Hz*
Peso (kg)	2,3

Accesorios Slide Drying	Referencia
Barra	20000-0290